



Hudvänlig häfta Scanpor

beige, längd 10 meter

Prod art.nr	Bredd	Avdfp	Trpfp	Med hållare	Styckpack
510001676	1,25 cm	24	240		
510001701	2,5 cm	12	360		
510001707	5 cm	6	120		
510001686	1,25 cm	24	480	x	
510001720	2,5 cm	12	240	x	
510001726	5 cm	6	120	x	
451143026	1,25 cm	10	300	x	x
451143007	2,5 cm	10	100	x	x
510001722	5 cm	3	162	x	x
510001677	2,5 cm	10	100		x

Produktbeskrivning

En tunn, slät, flexibel och stark nonwoven-häfta med många användningsområden så som fixering av förband och stomiplattor, eller skyddande av ärr efter operation. Scanpor fäster bra även på svettig hud och är perfekt på mycket känslig hud.

Belagd med ett allergivänligt, hudvänligt allergitestat akryllim som ger utmärkt fästkraft till huden. Scanpor kan lossas från och appliceras på huden flera gånger utan att förlora sin vidhäftningskvalitet. Scanpor fäster lika bra på hud, plast eller gummi.

Produktmärkning

Produkten är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Hållbarhet

5 år