

	Produktbeskrivning Platt, specialprodukt, endelsbandage – Dränangepåsar	DP2503XS DP4005S DP4005
	STOMOCUR® Dränangepåse small - large	

STOMOCUR® Dränangepåse small till large är genomskinliga endelspåsar. Dräneringspåsarerna används främst för sårdränage och fistlar. Rekommenderad användningstid är två till tre dagar.

1. Design

Påsarna består av en luktsäker, låg ljudnivå, co-extruderad flerskiktsfilm.

Framsidan av påsen vänd mot kroppen består av en hydrokolloid hudskyddsplatta med en öppning på 3 respektive 5 mm. Dessutom har påsen en tryckt skala för avläsning av innehållet.

Inuti påsen finns en backventil (anti-reflux design) för att förhindra tillbakaflöde av vätska. Påsen kan stängas och öppnas med en ventil i botten av produkten.

Den medföljande adaptern möjliggör anslutning till en nattpåse.

Nedan finns en översikt över tillgängliga varianter:

Variant	Storlek på påse	Kapacitet	Öppningsstorlek
DP2503XS	60 mm x 190 mm	50 ml	3 mm
DP4005S	70 mm x 200 mm	150 ml	5 mm
DP4005	90 mm x 250 mm	300 ml	5 mm

2. Material

- Hudskyddsmaterial: Hydrocolloid - häftande
- Mjukt omslag: Textil PE, andningsbart non-woven-tyg
- Påsfil: Multipel kompositfilm (EVA/EVA/PVDC/EVA/EVA) luktsäker, låg ljudnivå, rivbeständig
- Förslutning: EVA
- Adapter: PVC

3. Ytterligare produktinformation

- Förpackning: 1 förpackning = 30 st
- Bruksanvisning: 1 st
- Adapter: 3 st perförpackning

4. Tillverkare

FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH
 Am Studio 16, D-12489 Berlin
 +49 30 65 07 36-0
 mail@forlife.info

Återförsäljare:

MEDI PLAST

Mediplast AB
 Box 1004, 212 10 Malmö
 T 020-78 80 35
 info.se@mediplast.com
 www.mediplast.com