



carefix[®]
by Tytex

Carefix pann-/öronband

Elastisk förbandsfixering

Leverantör art.nr.	Storlek	Avdfp	Trpfp
0186 50-99.01QX	vuxen	10	100

Produktbeskrivning

För fixering av förband eller enklare utrustning på huvudet. Med diskret ficka för kompresser. Kan även användas som svettband.

- Effektiv fixering av alla typer av förband
- Många olika applikationer
- Mjuk och elastisk

Material

50% bomull, 22% elasthan, 18% polyamid, 10% polyester. Latexfri. Tvättbar i 60°C.

Produktmärkning

