



Syrgasgrimma

Syrgasgrimma PVC

Syrgasgrimma, vuxen, böjd, oxygenkoncentration mellan ca. 24-44%.
Knicksäker slang, starlumen längd 2,1 m. Osteril, för engångsbruk. Latexfri.

Artikelnummer	Beskrivning	Rek. Flöde	DEHP fri	Avd.förp.	Trsp.förp.
HU-1103	vuxen, böjd, med raka kanyler	1-7 l / min		50	50
HU-1103P	vuxen, böjd, med raka kanyler	1-7 l / min	X	50	50
HU-1104	vuxen, böjd, med konformade kanyler	1-7 l / min		50	50
HU-1104P	vuxen, böjd, med konformade kanyler	1-7 l / min	X	50	50
HU-41820	vuxen, extra mjuka kanyler	4 l / min		50	50
HU-41826	barn, extra mjuka kanyler	3,5 l / min		50	50
HU-41828	neonatal, extra mjuka kanyler	1,5-2 l / min		50	50

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, www.mediq.com

2015-01