



Syrgasmask

Syrgasmask - latexfri

Formgjuten syrgasmask med slang, säkerhetsventil, näsklämma och fixeringsband. 2,1 m slang, starlumen knickfri. Flöden 5-10 l / min.

Osteril, för engångsbruk. Latexfri.

Material:

Mask:	PVC med metallklämma
Slang:	PVC
Reservoarpåse:	PVC / 750 ml
Ventil:	Silikon
Fixeringsband:	Polychloroprene

Artikelnummer	Beskrivning	Oxygenkoncentr.	Avd. förp.
HU-1041	vuxen, med slang	35-60 %	50
HU-1049	vuxen, utan slang	35-60 %	50
HU-41042	barn, med slang	35-60 %	50
HU-41050	barn, utan slang	35-60 %	50
HU-41088	vuxen, för inst. av exakt oxygenkoncentration	35-60 %	50
HU-41061	vuxen, reservoarmask kan ändras till oxygenmask	35-60 %	50
HU-1115	syrgasslang, 2,1 m		50
HU-1059	vuxen, med påse 750 ml, för hög oxygenkoncentration	> 60 %	50
HU-41058	barn, med påse 750 ml, för hög oxygenkoncentration	> 60 %	50

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, www.meteko.se

2015-01