

Product Data Sheet

Rektoskoptub engångs

REF

E-003.18.811

Version: 29.04.2013, rev.1

Tryckt: 29.7.2013

REF	Storlek	
E003.18.811	250x20mm	
		
Material:		PS
Egenskaper:		HEINE UniSpec sigmoidoskoptub engångs 250x20mm. Ingen rengöring behövs. Gjutna i patientvänlig plast. Ljustransmission genom tubväggen. Mätskala på insidan av tuben för ökad patientkomfort.
Steril produkt:		
Hållbarhetstid:		
MBA/st:		25
Avdelningsförpackning/st:		25
Transportlåda/st:		100