




Easyspec flat 1310

Wing Plasts Easyspec flat 1310 är ett självhållande vaginalspekulum i miljövänlig plast för engångsbruk. Instrumentet har flata spatelskedar och ett fritt inspektionsfält från ena sidan, vilket innebär att man lätt kommer åt med andra instrument.

- *Stadig och stabil konstruktion*
- *7 olika öppningslägen*
- *Släta och följsamt rundade kanter*
- *Minimal klämrisk av vaginalväggar*



**Material**



- Polystyren slagfast (Opak)
- Smälttemperatur: 90-100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri
- Miljövänlig

**Vikt**

- Detalj: 54 g
- Transportförpackning: 12 kg

Förpackning

- Avdelningsförpackning: 1 st
- Transportförpackning: 200 st
- Pallkvantitet: 4 000 st

Transportförpackning**Pall**

Vikt: 260 kg
Volym: 2,1 m³

Kvalitet

- ISO 9001

Miljö

- ISO 14001

Arbetsmiljö

- AFS 2001

