



Fuktpapper opgaller TrayLiner

305x410mm

Lev art nr/REF: 10019239

Leverantör: Mediq Sverige AB

Leverantör art.nr.	Tillverkare art.nr.
10019239	TLC007

Produktbeskrivning

Framtagna av ren cellulosa ECF-pappersmassa, fritt från optiska vitmedel

- Fuktpappren kan säkert användas tillsammans med känsliga instrument vid ångsterilisering
- Den höga absorptionsförmågan ger snabb upptagning av kondens. En produkttegenskap som ger torra paket och hjälper steriliseringsprocessen
- Kan användas i op-galler med instrumenten ovan på eller så kan det användas under op-galler för att undvika kondensspridning och för att skydda mot skarpa kanter

Artikelnr	Storlek	Avd./Trpt. fp
6081143060	Ark 80 g/m ² , 305 x 200 mm	200/2000
6081143061	Ark 80 g/m ² , 305 x 410 mm	200/2000
6081143062	Ark 80 g/m ² , 457 x 550 mm	200/800

