



Artikelnummer 5080

Protesbägare, 5,8cm, Ø9,5cm, 200 ml,
 235 ml, vit, PS

✓ Kraftig kvalitet



Produktbeskrivning

Plastkoppar är mycket lämpliga för förvaring av olika föremål, såsom proteser.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Protesbägare
Färg	Vit
Material	PS
Höjd	5.8 cm
Diameter	9.5 cm
Volym, netto	200 ml
Volym, brutto	235 ml
Märkningar	Livsmedelsgodkänd
Direktiv, förordningar och lagstiftning	(EG) nr 1935/2004, (EG) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EG) nr 10/2011
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller brännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	800 st	39.5 cm	39.5 cm	50 cm	27316089009979
fp	50 st	0 cm	0 cm	0 cm	7316089009975
st	1 st				



Glasgaffelsymbolen garanterar att produkterna lever upp till de krav som ställs i den europeiska lagstiftningen för material i kontakt med livsmedel. Symbolen är obligatorisk för produkter som kommer i kontakt med livsmedel.



Polystyren är en typ av plast som förkortas PS.