



TYTEX®

Fingerförband Carefix

För finger- eller tåfixering

Leverantör art.nr.	Tillverkare art.nr.	Storlek	Färgkod
016150-01.01.067	0161 50-01.01	Small	Brun
016150-03.01.068	0161 50-03.01	Medium	Blå
016150-05.01.069	0161 50-05.01	Large	Gul

Produktbeskrivning

Förbandet är mjukt och följsamt och passar lika bra för fingrar som för tår. Inga tillbehör behövs för att fixera förbandet. Fixeringen kan användas med eller utan underliggande sårförband. Förbandet i sig ger en skyddande barriär mot smuts och reducerar på så sätt risken för infektion.

Material

79% Polyamid 21% Elastan. Produkten är helt latexfri. Färg: vit med färgkodning som indikerar storlek. (tråd)

Tvättråd

Tvättas i 60°.

Produktmärkning

