

Leukoplast®



**Den klassiska
häftan för
normal hud.**

Leukoplast®

Den klassiska häftan för normal hud

Kirurgtejp anpassas efter patientens hud och specifik användning.
Leukoplast® rekommenderas vid behov av extra säker fixering.

Produktegenskaper

○ Säker

- Självhäftande material av zink-oxidkautschuk säkerställer utmärkt initial och permanent vidhäftning

○ Hållbar

- Materialet av viskos är extremt slitstarkt och av hög kvalitet



○ Hygienisk

- Särskild ytbehandling som är smuts- och fuktavstötande
- Andningsbart material som minskar risken för hudmaceration

○ Huvudsaklig användning

- Fixering av förband på normal hud
- Säker fixering av:
 - Tuber
 - Katetrar
 - Sonder
 - Kanyler



Art.nr.	Längd	Bredd	Rullar per inner-/ytterförpackning
---------	-------	-------	------------------------------------

Leukoplast® med knäppring

01521-00	5,0 m	1,25 cm	24/240
01522-00	5,0 m	2,50 cm	12/120
01524-00	5,0 m	5,00 cm	6/60

Leukoplast® sjukhusförpackningar, utan knäppring

01531-00	5,0 m	1,25 cm	24/240
01532-00	5,0 m	2,50 cm	12/120
01534-00	5,0 m	5,00 cm	6/60
01536-00	9,2 m	1,25 cm	24/240
01537-00	9,2 m	2,50 cm	12/120
01539-00	9,2 m	5,00 cm	6/60

Innehåller torrt naturgummi

