


SIEMENS

www.siemens.se/healthcare

U-mikroalbumin/kreatinin kvalitetskontroll

Kontrollösning för analys på instrument DCA



U-mikroalbumin/kreatinin kontrollösning.
Används med testkassett
mikroalbumin/kreatinin på instrument DCA.

Artikelkod: 6916803

Antal /fp: 2 låg och 2 hög

Förvaring: kyla.

Frostorkat material som späds upp med
medföljande spädningslösning. Hållbar 3
månader efter uppsädning.