

3M™ Comply™ 1301

Bowie & Dick testpaket av engångstyp



Bowie & Dick testpaket av engångstyp för ångautoklaver



- **Pålitligt kemiskt indikatorfärgämne:**
 - Ändrar färg från blått till rosa
 - Icke reflekterande yta
 - Enkel färgtolkning
 - Underkända processer kan snabbt och lätt identifieras
 - Beständigt, ger säker spårbarhet och lagring av dokumentationen
 - Reproducerbart
 - Fri från tungmetaller
- **Användarvänlig förpackning i "tändsticksaskmodell":**
 - Lätt att hantera och öppna förpackningen
 - Enkelt att lokalisera och dra ut det färdiga testarket
 - Pappershållare för återanvändning av restpappret kan beställas kostnadsfritt

Användning:

Används i den dagliga kontrollen av ångpenetrationsprocessen i ångautoklaver enligt SS-EN 554:1994 för att säkerställa effektiv ångpenetration/luftutdrivning.



- I enlighet med SS-EN 867-1:1997 och SS-EN 867-4:2000
- I enlighet med ISO 11140-1:1995 och ISO 11140-4:2001
- Oberoende certifiering av anmänt organ, Bsi (British Standard institute)

Beställningsinformation:

Produktnummer	Produkt	Paket / lev förp
1301	3M Comply Bowie & Dick testpaket av engångstyp	20 paket per lev förp

3M Svenska AB,
Avdelning Hälsovård
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel: 08-92 21 00
Fax: 08-92 22 89
www.3m.se

3M och Comply är av 3M registrerade varumärken.

©3M. 2005

3M Hälsovård

3M™ Infection Prevention