

TRANSPORTHYLSOR

Förpackning för säker transport av diagnostiska prover



- Typgodkända enligt P 650(ADR) samt PI 650 (IATA)
- Avsedda för transport av diagnostiska prover(UN 3373) samt övriga biologiska prover.
- Transporthylsa och skruvlock är tillverkade av polypropylen
- Autoklaverbara upp till 121°C

Enligt ovanstående bestämmelser, måste transporthylsor vid transport alltid vara försedda med suginlägg

Transporthylsa 126 x Ø30 mm med suginlägg sampackad med skruvlock 65.676

<u>Beställningsnr</u>	<u>Färg</u>	<u>Förpackning</u>
78.898.113	Färglös	50 per påse / 250 st per kartong

Transporthylsa 126 x Ø 30 mm med suginlägg (utan lock)

<u>Beställningsnr</u>	<u>Färg</u>	<u>Förpackning</u>
78.898.300	Brun	50 per påse / 250 st per kartong

Skruvlock för transporthylsa 126x Ø 30 mm

<u>Beställningsnr</u>	<u>Färg</u>	<u>Förpackning</u>
65.676.001	brun	50 per påse / 250 per kartong

Transporthylsa 85 x Ø 30 mm med suginlägg sampackad med skruvlock 65.676

<u>Beställningsnr</u>	<u>Färg</u>	<u>Förpackning</u>
78.892.004	Färglös	50 per påse / 250 per kartong

Transporthylsa 114 x Ø 44 mm med suginlägg sampackad med skruvlock 65.678

<u>Beställningsnr</u>	<u>Färg</u>	<u>Förpackning</u>
78.897.024	Färglös	50 per påse / 250 per kartong

Separat suginlägg

<u>Beställningsnr</u>	<u>För transporthylsa</u>	<u>Uppsugningsförmåga</u>	<u>Förpackning</u>
78.670	126 x Ø 30 mm	11 ml	2.000 st/kartong
78.684	85 x Ø 30 mm	9 ml	2.000 st/kartong
78.669	114 x Ø 44 mm	30 ml	1.000 st/kartong



SARSTEDT

Sarstedt AB
Box 630
261 26 Landskrona

Tel 0418-295 40
Fax 0418-182 00
info@sarstedt.com www.sarstedt.com