


## UroStretch - Benfixering av urinpåse, syntet



Lår- eller vadfixering används för fixering av slutna eller tömbara urinpåsar (kroppsburna) i olika storlekar.

De passar till på marknaden förekommande urinpåsar.

Passar till både höger och vänster ben och kan fixeras på låret eller vaden.

Storlek "small" är främst avsedd för fixering på underbenet.

Färgkodade efter storlek.

CE märkta

**Material:** Polyester (PL)

**Tvättanvisning** (finns på förpackningen): tål tvätt vid  $\geq 60$  grader, torktumlas på skonprogram med låg temperatur.

**Rek. antal tvättar:** ca 30 ggr

Artikel nummer:	Benämning:	Benomfång:	Inner/Ytterfp:
74.5767.001	UroStretch - Benfixering för urinpåse, storlek small, gul, (även avsedd för fixering på underbenet)	30 – 55 cm	10 st
74.5767.002	UroStretch - Benfixering för urinpåse, storlek medium, blå	45 – 75 cm	10 st
74.5767.003	UroStretch - Benfixering för urinpåse, storlek large, brun	55 – 85 cm	10 st
74.5767.004	UroStretch - Benfixering för urinpåse, storlek X-large, grön	65 – 95 cm	10 st

