



QuikRead go[®] CRP

Kvantitativa CRP-resultat när du behöver det

- Snabbaste systemet på marknaden
- Tillförlitlig med hög kvalitet
- Enkel att använda – få manuella steg
- Hjälper till vid beslut om patienten ska ha antibiotika eller inte



QuikRead go[®] CRP

QuikRead go CRP är ett enkelt test för kvantitativ mätning av C-reaktivt protein (CRP).

Mätning av C-reaktivt protein (CRP) är till stor hjälp i det kliniska omhändertagandet av en patient med infektionssymptom. CRP förekommer normalt i mycket låga koncentrationer i blodet hos friska individer. Vid bakteriella infektioner ökar CRP-koncentrationen markant, medan virusinfektioner endast ger en liten ökning eller ingen ökning alls. Tillsammans med kliniska tecken kan mätning av CRP användas för att skilja bakteriella infektioner från virala. Att följa CRP-koncentrationen är också till stor hjälp vid bedömning av antibiotikans behandlingseffekt, eftersom CRP-nivån sjunker snabbt till följd av en effektiv behandling.

QuikRead go CRP är ett enkelt test för kvantitativ mätning av CRP. Systemet ett litet instrument och ett färdigt-att-använda kit – är speciellt utformat för patientnära analyserande. Då testet analyseras direkt medan patienten väntar är det en effektiv guide för korrekt användning av antibiotika. Instrumentet är alltid klart att använda och ger omedelbara testresultat. Det kan med fördel även användas på större laboratorier.

Fördelar QuikRead go[®] CRP

TILLFÖRLITLIG

- Hög kvalitet – samma tillförlitliga resultat som på kliniskt kemiska instrument
- Reproducerbara och kvantitativa CRP-resultat inom mätområdet 5–200 mg/L
- Automatisk EVF-korrigerig

SNABB

- Snabbaste systemet på marknaden
- Analystid 2 minuter

ENKEL ATT ANVÄNDA

- Få manuella steg
- Automatisk reagenstillsats och blandning



QuikRead go[®]

QuikRead go är ett av Orion Diagnostica Oy registrerat varumärke.



Produkt	Art.nr
QuikRead go CRP kit	
• 50 tester, med kapillärrör och pistonger	133891
• 50 tester, utan kapillärrör och pistonger	135172
• 500 tester, utan kapillärrör och pistonger	135174
QuikRead CRP kontroll, 1 mL	68296
QuikRead go CRP hög kontroll, 1 mL	137071
QuikRead kapillärrör 20 µL, 50 st	67962
QuikRead pistonger, 50 st	67966
QuikRead go instrument	135867
QuikRead go streckkodläsare QuikRead go skrivare	



Enkel att använda

