

Product Data Sheet

Akupunktur nål Hwato

REF HWSUT3030

Tryckt: 26.11.2013

REF	Storlek	
HW/SUT3030	0,30x30mm m hylsa	
CE0123		
Material:		Rostfritt stål
Egenskaper:		Varje nål individuellt förpackad EOG-steriliserad Silverhandtag Kirurgiskt rostfritt stål Hög elektro- och ledningsförmåga
Steril produkt:		Ja
Hållbarhetstid:		
MBA/st:		100
Avdelningsförpackning/st:		100
Transportlåda/st:		