



# Brillant Silikonkateter

## Kvarliggande 2-vägs urinkateter, 100 % silikon

Helsilikonkateter försedd med en röntgenlinje längs skafvet och en röntgentät spets. Den finns i manligt utförande och är avsedd att användas för urinavlastning antingen transuretralt eller suprapubiskt.

Vid fyllning med glycerinlösning behöver ballongvolymen ej kontrolleras. Om ballongen fylls med sterilt vatten bör ballongvolymen kontrolleras var tredje vecka.

Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i tratten.

Rekommenderad kvarliggandetid 10-12 veckor.

Katetrarna är steriliserade med etylenoxid (ETO).

Steriltid 5 år

## Latex- och PVC fri

| Meteko art.nr. | Storlek ch | Spets      | Ballong ml | Längd cm | Förp. |
|----------------|------------|------------|------------|----------|-------|
| 170003-strl    | 6-10       | Nelaton    | 1,5-5      | 30       | 5     |
| 170004-strl    | 8-10       | Tiemann    | 3-5        | 30       | 5     |
| 170605-strl    | 12-24      | Nelaton    | 10         | 40       | 10    |
| 170606-strl    | 14-20      | centralhål | 10         | 40       | 10    |
| 171305-strl    | 12-24      | Tiemann    | 10         | 40       | 5     |
| 170630-strl    | 18-24      | Nelaton    | 30         | 40       | 10    |

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm  
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, [www.meteko.se](http://www.meteko.se)