

OxiMax™ en-patient sensorer



Patient kategori	Vuxen	Stora barn	Små barn	Neonatal barn	Vuxen	Prematur barn	Neonatal barn	Vuxen	Vuxen / barn
Vikt	> 30 kg	10 till 50 kg	3 till 20 kg	< 3 kg	> 50 kg	< 1.5 kg	1.5 till 5 kg	> 40 kg	> 10 kg
Sensor typ	MAX-A-I MAX-AL-I	MAX-P-I	MAX-I-I	MAX-N-I	MAX-R-I	Softcare™ SC-PR-I	Softcare™ SC-NEO-I	Softcare™ SC-A-I	MAX-FAST™-I
SpO ₂ Mätområde	70% - 100%	± 2	± 2	± 2	± 2	± 3.5	± 2	± 2	± 2
	60%-80%	± 3	± 3	± 3	± 3				± 3

OxiMax™ fler-patient sensorer - Fästband



Patient kategori	Alla	Vuxen	Vuxen / Neonatal barn	Stora / Små barn	Vuxen / barn	Stora / Små barn	Alla	Vuxen / Neonatal barn	Vuxen / Neonatal barn	Stora / Små barn	Stora / Små barn	
Vikt	> 1 kg	> 40 kg	< 3 kg eller > 40 kg	3 till 40 kg	> 30 kg	3 till 40 kg	Alla	< 3 kg eller > 40 kg	< 3 kg eller > 40 kg	3 till 40 kg	3 till 40 kg	
Sensor typ	D-YS	DS100A	OXI-A/N	OXI-P/I	D-YS med D-YSE	D-YS med D-YSPD	D-YS	OXI-A/N	OXI-A/N	OXI-P/I	OXI-P/I	
SpO ₂ Mätområde	70% - 100%	± 3*	± 3	± 3*	± 3	± 3.5	± 3.5	FOAMA/N ADH-A/N FOAM-P/I	FOAMA/N	ADH-A/N	FOAMP/I	ADH-P/I

* Mät noggrannhet för neonatal barn är ±4
Ovanstående noggrannhetsredovisning är utvärderat med N600x OxiMax™ monitor.