



SAM Splint

SAM® SPLINT är byggt med en tunn kärna av aluminium, inbäddad mellan två lager av slutna skumceller. **SAM® SPLINT** är mycket smidigt och vinklat i någon av tre enkla kurvor blir det extremt stark och stödjande.


SAM® Splint är ett av de snabbaste och mest effektiva stödförbanden på marknaden. Den är dessutom enkel och smidig att ha med sig och att applicera.

Orsaken ligger i fysiken i krökta ytor. En platt bit plåt böjs lätt, men om du formar den i någon av flera "strukturella kurvor," det blir den mycket styvare. Med SAM® Splint, behöver du bara tre grundläggande kurvor. Med dessa kan du konvertera en enkel SAM® Splint till något så stark att den till och med kan användas till att paddla kanot eller skotta snö.

Samtidigt är SAM® Splint extremt formbar och mjuk nog att skära med en vanligt hushållssax. Resultatet: med rätt val av kurvor som beskrivs i instruktionsboken, så kan nästan alla ben i kroppen bli supporterade med hjälp SAM® Splint. Det är även möjligt att använda SAM® Splint för att inrätta en hals-krage som stöd vid nackskador.

Fördelar och funktioner


- **Vattentät**
- **Återanvändbar**
- **Lätt och kompakt**
- **Fäster på plats med tejp eller vad som finns tillhanda. Ingen extra utrustning behövs.**
- **Påverkas inte av extrema temperaturer eller höjder.**
- **Sluten cellskum ger enkel rengöring och desinficering.**
- **Ger extra stabilitet vid stukning eller benbrott**



SAM Pelvic Sling II

SAM® Pelvic Sling II är ett bäckenstöd som stabiliserar bäckenfrakturer med rätt tryck direkt i tre enkla steg. **SAM® Pelvic Sling II** är radiolucent och enkel att både använda och rengöra.

SAM Pelvic Sling II är en förbättrad och enklare design utan löstagbara hårdvara. Det är mer kompakt, lätt att använda (bara tre steg) och snabbt att tillämpa (vanligtvis på mindre än en minut). Standarden passar (utan att klippa eller ändra) 98% av den vuxna befolkningen.



Fördelar och funktioner

- **Vetenskapligt och kliniskt bevisad**
- **Rätt kraft - kan inte dras för hårt**
- **Standardstorlek som passar 98 % av befolkningen**
- **"Klick" ger tydlig feedback för att bekräfta korrekt tillämpning**
- **Låg friktion i bakre reglaget underlättar överföringar**
- **Smal framdel underlättar kateterisering, interventionell radiologi, extern fixation och bukkirurgi**
- **Tyget rengörs med vanlig rengöringsmedel**
- **Radiolucent (som medger röntgen utan avlägsnande)**
- **Enkelt användande**
- **Kardborreband på bandet och sele**
- **Återanvändbar**
- **Varje sele kvalitetstestas**