

## AIRCAST® Air-Stirrup® Classic Ankle Brace



### Optimal användning

Mellanfast, anatomiskt utformat skal, som ger skydd och komfort och förhindrar inversion/eversion. Patenterat Duplex™ luftkuddesystem förbättrar cirkulationen och minskar svullnad. Lätt att sätta på, tack vare luftkuddarna. God passform i skor möjliggör skonsam tidig belastning.

Beställningsinformation			
Artikelnummer		Storlek	Höjd
Vänster	Höger		
02CL	02CR	S	22 cm
02BL	02BR	M	23 cm
02AL	02AR	L	27 cm
02JL	02JR	Barn	15 cm
02DL	02DR	Narrow shell	23 cm

Tillbehör	Beskrivning	Storlek
0213	Hälband	Universell

## AIRCAST® Air-Stirrup® Leg brace



### Optimal användning

Leg Brace kan beställas individuellt eller tillsammans med en framskena för extra skydd för skenbenet. Den ger funktionell hantering av stressfrakturer och stabila frakturer i underbenet och har anatomiskt utformade skal fodrade med det patenterade luftcellssystemet Duplex™. Strumpa medföljer varje ortos.

### Fördelar och egenskaper

- Anatomiskt utformade skal fodrade med luftcellssystemet Duplex™
- Kan beställas individuellt eller tillsammans med en framskena för extra skydd för skenbenet

Beställningsinformation			
Artikelnummer		Höjd	Storlek
Vänster	Höger		
03CL	03CR	33 cm	Small
03DL	03DR	33 cm	Small med framskena
03AL	03AR	39,5 cm	Standard
03BL	03BR	39,5 cm	Standard med framskena

## AIRCAST® Air-Stirrup® Universe™



### Optimal användning

Fotledsortosen Aircast® Air-Stirrup® Universe™ ger stöd samtidigt som den tillåter skyddad rörelse för att främja en effektivare läkningsprocess. Luftcellstekniken Duplex™ hjälper till att reducera svullnad och smärta och uppmuntrar till tidigare gångaktivitet för funktionell hantering av fotledsstukningar.

### Fördelar och egenskaper

- Det patenterade luftcellssystemet Duplex™ reducerar svullnad och smärta genom att öka cirkulationen
- Universell storlek

Beställningsinformation	
Artikelnummer	Beskrivning
02E	Universell (passar alla mått)