


READY HEAT

Förebygg och behandla
hypotermi
direkt på skadeplats



Ambulans/fjäll/sjö



Katastrofberedskap







Hkp/SAR/Flyg

Ready Heat - aktiv värme räddar liv och minskar lidande

Ready Heat ger aktiv värme i upp till 10h några minuter efter att förpackningen öppnats. Filten kan följa den nödställda i vårdkedjan från olycksplats till vårdenhet och fortsätta användas inomhus.

Aktiv värme ökar patientkomfort och minskar behandlingskostnader orsakade av hypotermi såsom ökad risk för infektioner, arytmier och försämrad koagulationsförmåga.

Ready Heat är enkel att använda. Öppna förpackningen och veckla ut produkten. Uppvärmning startar automatiskt när värmeelement kommer i kontakt med omgivande luft (syre). Efter några minuter alstras värme i 10h. Efter användning kasseras produkten. Ready Heat är tillverkad i ett vävliknande lätt vattenavstötande material. Värmeelementen innehåller endast naturliga ämnen: träpulver, järnpulver, mineral (vermiculite), vatten, aktivt kol, natriumklorid. Ingen extern apparatur behöver anslutas vid något tillfälle.



För personal i fält:

Undvik nedkylning - förbli varm med Ready Heat väst som ger aktiv värme i 8h. Även lämplig för utomhusaktiviteter såsom jakt, camping, fiske mm.


Ready Heat passar i förbandslådan



Distribution: miramed, Raka v. 1, 187 30 Täby. miramed.se Tillverkning: Techtrade LLC
30 Montgomery Street • Suite 690 • Jersey City, NJ 07302 • 1-866-491-TECH
Fax: 201-706-8131 • info@ready-heat.com • www.ready-heat.com



READY HEAT 6 PANEL VÄRMEFILT



Artikelnr: S6RHLG

Förpackning: 8 st per låda


Aktiv värme: 40 grader C i 10h

Storlek: 86 * 152 cm

Vikt: 1,13 kg

Beskrivning: Filten är tillverkad i extra kraftig väv vilket gör att den klarar att fungera som bår vid evakuering (bär upp till 115 kg). Filten kan klippas i delar vid behov, ex där de förolyckade är fastklämda.

READY HEAT II VÄRMEFILT



Artikelnr: G12RH2

Förpackning: 8 st per låda*

Aktiv värme: 38 grader C i 10h

Storlek: 86 * 122* cm

Vikt: 794 gram

Beskrivning: Lätt vattenavstötande väv med lågt fibersläpp. Filten kan klippas i delar vid behov, ex där de förolyckade är fastklämda.



*Även som Torso med mått
86 * 61 cm, 397 gram
Artikelnr G6RH2T / 12 st per låda

READY HEAT 1 PANEL VÄRMEFILT



Artikelnr: S1RHSM

Förpackning: 12 st per låda

Aktiv värme: 40 grader C i 10h

Storlek: 41 * 46 cm

Vikt: 198 gram

Beskrivning: Minifilt, lämplig för att värma kroppsdel (ex arm i samband med infusion) och/eller infusionspåse. Filten har två st kardborrefästen/band.

READY HEAT VÄST



Artikelnr: GRHV06A

Förpackning: 12 st per låda


Aktiv värme: 38 grader C i 8h

Storlek: one size fits all

Vikt: 794 gram

Beskrivning: Västen är smidig och ryms under jackan. Två stycken kardborreband för justering runt bröst/midja.

READY HEAT BABYKOKONG



Artikelnr: GIW6C

Förpackning: 12 st per låda

Aktiv värme: 38 grader C i 8h

Storlek: 80 * 71 cm

Vikt: 340 gram

Beskrivning: Prisbelönt babykokong med sex värmeelement, kardborreband och huva. Kan med fördel kombineras med Ready Heat 1 panel.