

Perifix® SOFT TIP 730 FILTERSET

Set med avancerade tillbehör för
kontinuerlig epidural anestesi.



Art.nr. 4517309

Avd.förp. 20st
Trsp.förp. 20st

Specifikation

Perican® Tuohy epiduralnål, 16G 80mm
Perifix® Soft Tip kateter, 20G 100mm, stängd ända/3 laterala hål
Perifix® filter
Perifix® LOR, luer
Perifix® krokodilklämma
Perifix® Pin Pad

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical AB

Box 110
182 12 Danderyd
Tel. 08-643400, Fax 08-634343
www.bbraun.com