



Provboxen

Art nr: 101

- är tillverkad i miljövänlig wellpapp, väger endast 200g.
- storlek ihopvikt: 31.5 x 21.5 x 9 cm.
- försedd med ett plasthandtag som gör den greppvänlig.
- Består av en ytterlåda och ett inrede som enkelt kan lyftas ur tack vare fingerhål.
- Varje provtagare kan ha sin egen provbox under dagens provtagning.
- Remisser upp till a4-storlek placeras enkelt överst i provboxen.
- Inredet är försett med 20 hål att placera provburkar i vilket gör att de står stadigt under transport.
- Inredet lyfts enkelt ur med hjälp av fingerhål.
- Personalen slipper leta bland alla provburkar.
- Ett tomt inrede sätts i och provboxen kan gå på retur till provtagaren.
- Inredet kan användas till förvaring/lagring.
- Proverna märks enkelt upp.
- Lättare att leta upp en provburk för ev. kompletterande analys.
- Plan botten gör den enkel att stapla.