

Stolvåg VEH-200-EC 200kg/100g. EU-typgodkänd.

Eu typgodkänd, kröningsbar och av Läkemedelsverket godkänd stolvåg för medicinskt bruk.

FÖRDELAR

Enkel att använda.
Hög noggrannhet.
6 siffrors LCD-Display.
Auto power off funktion.
Mycket komfortabel.
Option: Blåtand / WLAN / USB
3års garanti!

Specifikation

Data interface	RS232
Egenvikt	25 Kg (emballage 580x800x720 mm)
Funktioner	Automatisk nollföljning, 6 st LCD-19 mm siffror
Godkännande	Klass , FI 02.1.01 enligt 90/384/EEC Medicinska direktivet 93/42 EEC.CE
Kapacitet / Gradering	200 Kg / 100 g
Spänningsmatning	Alkaliskt batteri 9 V
Temperaturområde	0 till +30 °C

