



Medline International France SAS

5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant

www.medline.com/en/



Produktdatablad

Uppdukningmaterial

Referens

1900CEB, 2100CEB, 8186CEB, 8368CEA, 8371CEB, 8378CEB, 8380CEB

Beskrivning

Referens	Storlek (cm)	Bredd förstärkning (cm)	Tjocklek (µm)	Antal per låda	Mått sterilt packskyrke (cm)	Förpackning
1900CEB	140 x 190	74	75	22	60 x 60	Peel-pack
2100CEB	140 x 120	66	75	26	60 x 60	Peel-pack
8186CEB	160 x 240	74	90	14	60 x 60	Förseglad plastpåse
8368CEA	140 x 120	66	50	30	60 x 60	Peel-pack
8371CEB	140 x 190	74	50	22	60 x 60	Peel-pack
8378CEB	125 x 230	74	50	18	60 x 60	Peel-pack
8380CEB	203 x 240	74	75	14	76 x 76	Förseglad plastpåse

Huvudsakliga material

Polyeten

Förstärkning av spritsbondade fibrer av polypropen: absorberande förstärkning (polypropen)

Förpackning

Peel-pack eller förseglad plastpåse

1 polypåse innehåller alla enheterna i en kartong

Tillverkare

Medline International France SAS

EN ISO 13485

Krav

I enlighet med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter

MDD-klass: I steril

HP: High Performance enligt standarden EN 13759



Latexfri



0086



STERILE EO



© 2013 Medline Industries Inc. eller ett av dess dotterbolag.
Med ensamrätt.

LIT-1900CEB-2100CEB-8186CEB-8368CEA
8371CEB-8378CEB-8380CEB-EN04

01.01.INT.12