

OTOLOGI

METALLSUG MEDIPLAST®


6066500040	0,4 x 70 mm	lila	luer-lock
6066507040	0,4/0,7 x 77 mm	lila	luer-lock
6066500070	0,7 x 70 mm	svart	luer-lock
6066500100 *	1,0 x 70 mm	brun	luer-lock
6066500140 *	1,4 x 70 mm	vit	luer-lock
6066501140 *	1,4 x 70 mm	vit	rund hub
6066500170 *	1,7 x 70 mm	grå	luer-lock
6066500208 *	2,0 x 70 mm	grön	luer-lock
6066502140 *	2,0 x 70 mm	grön	rund hub
6066500045	0,4 x 80 mm	lila	luer-lock
6066500072	0,7 x 80 mm	svart	luer-lock
6066500102	1,0 x 80 mm	brun	luer-lock
6066500142 *	1,4 x 80 mm	vit	luer-lock
6066501180 *	1,4 x 80 mm	vit	rund hub
6066500172	1,7 x 80 mm	grå	luer-lock
6066500200 *	2,0 x 80 mm	grön	luer-lock
6066502200 *	2,0 x 80 mm	grön	rund hub
6066500250 *	2,5 x 80 mm	orange	rund hub
6066500300 *	3,0 x 80 mm	blå	rund hub
6066500400 *	4,0 x 80 mm	gul	rund hub
6066509100	1,0 x 100 mm	brun	luer-lock
6066509140 *	1,4 x 100 mm	vit	luer-lock
6066501100	1,4 x 100 mm	vit	rund hub
6066509170	1,7 x 100 mm	grå	luer-lock
6066509200 *	2,0 x 100 mm	grön	luer-lock
6066502100 *	2,0 x 100 mm	grön	rund hub
6066509250 *	2,5 x 100 mm	orange	rund hub
6066509300 *	3,0 x 100 mm	blå	rund hub



* = finns även
i storpack

METALLSUG MEDIPLAST® MED OLIVTIP

6066500510	1,0 x 60 mm	brun	luer-lock
6066510070	1,0 x 70 mm	brun	luer-lock
6066510080	1,0 x 80 mm	brun	luer-lock
6066510100	1,0 x 100 mm	brun	luer-lock
6066500514	1,4 x 60 mm	vit	luer-lock
6066514070	1,4 x 70 mm	vit	luer-lock
6066514080	1,4 x 80 mm	vit	luer-lock
6066514100	1,4 x 100 mm	vit	luer-lock
6066517070	1,7 x 70 mm	grå	luer-lock
6066517080	1,7 x 80 mm	grå	luer-lock
6066517100	1,7 x 100 mm	grå	luer-lock
6066500520	2,0 x 60 mm	grön	luer-lock
6066520070	2,0 x 70 mm	grön	luer-lock
6066520080	2,0 x 80 mm	grön	luer-lock
6066520100	2,0 x 100 mm	grön	luer-lock



ÖRONTRATT MEDIPLAST®

606625	2,50 mm
606630	3,25 mm
606640	4,00 mm
606650	5,00 mm
606660	6,00 mm
606670	7,00 mm
606680	8,00 mm



SUGHANDSTYCKE MEDIPLAST®

6066500992	med sugkontroll	1
6066505009	utan sugkontroll	2
6066500990	med sugkontroll	3
6066500991	med sugkontroll	4



MEDIBENDER MEDIPLAST®


Ett böjinstrument för metallsugar

6066500	för 2,0 1,4 och 1,0 mm	1
6066501	även för 3,0 och 4,0 mm	2



MYRINGOTOMISKALPELL MEDIPLAST®

6066121070	1,0 x 70 mm, rosa
6066121370	1,3 x 70 mm, röd



MYRINGOTOMISET MEDIPLAST®

Användes till paracentes av trummhinnan vid tubsättning

SIEGLE GLAS MEDIPLAST®

6066508	Siegle glas set
---------	-----------------



SUGSET MEDIPLAST®

10 olika standardset finns lagerförda

