

Flexibel fixering

3M™ Steri-Strip suturtejp



Steri- Strip R

Egenskaper:

- Förstärkt suturtejp som ger ökat stöd åt sårkanterna och därmed bättre läkning
- Minskar ärrbildning och risken för infektioner i jämförelse med suturer och staplers

Användningsområden:

- Förslutning av lacerationer
- Kirurgiska snitt
- Vid tidig borttagning av suturer/staplers



Steri- Strip B

Egenskaper:

- Låter huden synas igenom tejpens
- Ger sårförslutning ett mer diskret utseende

Användningsområden:

- Vid behov av icke förstärkt och diskret sårförslutning
- Idealisk för kosmetisk kirurgi samt applicering på ansikte, hals och hand

3M Steri-Strip R - förstärkt		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
R1540	3 mm x 75 mm	50
R1541	6 mm x 75 mm	50
R1542	6 mm x 38 mm	50
R1546	6 mm x 100 mm	50
R1547	12 mm x 100 mm	50
R1548	25 mm x 125 mm	25
R1549	12 mm x 50 mm	50

3M Steri-Strip B - brun		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
B1551	6 mm x 75 mm	50
B1557	12 mm x 100 mm	50
B1559	12 mm x 50 mm	50