



## Optidynamic

- En unik produkt, utvecklad i samarbete med neurologer
- En oöverträffad tryckdynamisk känslighet
- Lätt att läsa av
- Optidynamic's volym: 0,05 ml / 100 mm
- Kan användas som hjälp vid lumbalpunktering
- Luer-lock
- Engångs. Sterilt 1-st fp i peel-pack
- Material: DEHP fri PVC. Skala av papp

Artikelnr	Beskrivning	Avd./Trpt. fp
6061650008	Optidynamic	25/225

Avd. fp. = minsta kvantitet / beställning

