



För nebulisering



Syrgasbefuktare



Aquapak

Aquapak - sterilt vatten

För nebulisering
Steril, för enpatientsbruk. Latexfri.

Art.nr.	Beskrivning	Avd. förp.
10012312	steriltvatten, 440 ml	20
10012315	steriltvatten, 760 ml	10
10012496	steriltvatten, 760 ml, med adapter	10
10012314	adapter till Aquapak nebulisering	50

Aquapak - syrgasbefuktare

Förfyllt med sterilt vatten. Slutet system, med adapter.
Öppnad behållare kan användas upp till 30 dagar.
Maxflöde 8 LPM.

Art.nr.	Beskrivning	Avd. förp.
10012311	steriltvatten, 340 ml	20
10012313	steriltvatten, 650 ml	10
10014402	Steriltvatten, 650 ml, utan adapter	10
10012720	adapter till bubbelfuktare, steril	120

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 08-88 03 60, www.mediq.se, marknad@mediq.com

2016-07