



Kortvarig och medellång intubation



OP — standard

CONTOUR™ trakealtub

Okuffad trakealtub

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSTID:

KORT

MEDEL

LÅNG

**EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:**

- Slät, avfasad och noggrannt gjuten, atraumatisk kåpförsedd spets underlättar intubation och ger hög patientsäkerhet och komfort.
- Graderingsmärken på båda sidor på trakealtuben och speciella markeringar på spetsen underlättar en korrekt placering.
- Tip-to-Tip röntgentråd tillåter säkerhetskontroll av läget.
- Murphyhål införlivat som en extra säkerhetsåtgärd.
- Lämplig för både oral och nasal intubation.

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING:

REF	I.d. (mm)	Y.d. (mm)	Längd inkl. Konnektor (mm)	PEDIATRISK
111-20	2,0	2,9	171	
111-25	2,5	3,6	171	
111-30	3,0	4,3	190	
111-35	3,5	4,9	213	
111-40	4,0	5,6	232	
111-45	4,5	6,2	253	
111-50	5,0	6,9	274	
111-55	5,5	7,5	304	
111-60	6,0	8,2	317	
111-65	6,5	8,8	327	
111-70	7,0	9,6	339	

Antal per förpackning: 10

Alla tuber levereras sterilförpackade, endast för engångsbruk.

