



# Perifix® ST Filter set | Produktdatablad

## Set med avancerad utrustning för kontinuerlig epidural anestesi

### Beskrivning



- Perican® epiduralnål
  - Tuohy slipning
  - 1.3 x 80 mm, 18G eller
  - 1.7 x 80 mm, 16G
  - Transparent hubb med vingar
  - Mandräng med färgkod
- Perifix® Soft Tip kateter
  - Material: Polyamid
  - Längd: 1000 mm (20G)
  - 3 laterala hål, slutna ändar
  - Flexibel och atraumatisk soft tip design
  - Kateter guide
- Perifix® kateterkoppling
  - "snap" kateterkoppling typ krokodilklämna
- Perifix® epiduralfilter 0.2 µm
  - 0.45ml fyllnadsvolym
  - Tryckresistent upp till 7bar
- Perifix® PinPad
  - Ideal fixering av Perifix® filter
  - Självhäftande
- Perifix® L.O.R. spruta
  - Luer

Typ	Perifix® Soft Tip kateter	Perifix® L.O.R.	Perifix® epiduralfilter	Perifix® PinPad	Perifix® kateterkoppling	Avd.fp	Artikelnr.
<b>Perifix® ST filter set med Perican® Tuohynål 18G x 80 mm</b>							
Perifix® 700	■	•	•	•	•	20	4510216
Perifix® 701	■	•	•	•	•	20	4510097
Perifix® 750	■	•	•	•	•	20	4517504
<b>Perifix® ST filter set med Perican® Tuohynål 16G x 80 mm</b>							
Perifix® 730	□	•	•	•	•	20	4517309