

# BD Whitacre™ Spinalkanyl (pencil-point slipning)



- Optimal pencil-point slipning ger minsta möjliga hål i duran och dokumenterat lägre post-spinal huvudvärksfrekvens
- Storleken och placeringen av sidohålet nära spetsen ger tillförlitlig administrering in i spinalrummet
- Släta, osilikoniserade spinalkanyler för smidig penetration utan risk att tillföra silikon in i spinalvätskan
- Ergonomiskt utformad, transparent ansats för bekväm känsla och snabb identifiering av spinalvätskan
- Komplett, färgkodat sortiment från 22 G till 27 G



## BD Whitacre Spinalkanyler

Storlek ytterdiam x längd G x tum	Storlek ytterdiam x längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
27 x 3 1/2	0,40 x 90	Grå	25/200	402051
27 x 4 1/16	0,40 x 103	Grå	25/200	405111
27 x 4 11/16	0,40 x 119	Grå	10/50	409443
25 x 3 1/2	0,50 x 90	Blå	25/200	402050
25 x 4 1/16	0,50 x 103	Blå	25/200	405110
25 x 4 11/16	0,50 x 119	Blå	10/50	409442
24 x 3 1/2	0,55 x 90	Lila	25/200	405104
22 x 3 1/2	0,70 x 90	Svart	25/200	401995

## BD Whitacre Spinalkanyler, sampackade med introducer

27 x 3 1/2 + introducer 22 G	0,40 x 90	Grå	25/200	405075
27 x 4 1/16 + introducer 22 G	0,40 x 103	Grå	25/200	405113
25 x 3 1/2 + introducer 20 G	0,50 x 90	Blå	25/200	405076
25 x 4 1/16 + introducer 20 G	0,50 x 103	Blå	25/200	405112

## Introducer

22 x 1 1/4 (passar till 27 G)	0,70 x 32	Transparent	25/200	405261
20 x 1 1/4 (passar till 25 G-26 G)	0,90 x 32	Gul	25/200	405260

### Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
Ansats: Polypsoppylen  
Lim: Epoxy resin

Innehåller ej PVC, eftalater eller latex

### Förpackningsmaterial

Polyetylen  
Tyvek-laminat  
Kartong  
Wellpapp



Steriliseringmetod  
Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass III)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com