







Perifix® tillbehör | Produktdatablad

Tillbehör för epidural anesthesi

	Artikel	Beskrivning	Avd.fp	Artikelnummer
Perifix® kateterkoppling				
	Perifix® kateterkoppling	Transparent – för G19 kateter	25	4513801
	Perifix® kateterkoppling	Gul – för G20 och G24 kateter	25	4513800
Perifix® filter och PinPad				
	Perifix® filter	Epidural plattfilter 0.2µm, primevol 0.45ml, Trycktålig till max 7bar	25	4515501
	Perifix® PinPad	Ideal fixering av Perifix® filter, Självhäftande	25	4515510
Perifix® L.O.R. (Loss of resistance) spruta				
	Perifix® L.O.R.	Spruta för L.O.R. teknik 8ml, Luer Material: polypropylen	25	4637100
	Perifix® L.O.R.	Spruta för L.O.R. teknik 8ml, Luer lock Material: polypropylen	25	4638107
Perifix® kateterfixering				
	Perifix® kateterfixering	Fixeringsring + överdrag	25	4511200
	Perifix® kateterfixering	Överdrag	25	4511201