

Epiduralfilter MIKRO-, för epiduralkateter - Separat förpackat

PORTEX

- * Högeffektivt bakterie- och microorganismfilter
- * Filtereffektivitet 0,2 my Porstorlek 0,2 um
- * Testat för 96 timmars användning
- * Fyllnadsvolym 0,75ml
- * Stor filteryta medger högt flöde
- * Max tryck 7 bar
- * Platt
- * Luer- lock kopplingar
- * 2-vägs - injektions och aspirationsmöjlighet

*Latexfri förpackning

* ISO 594-1, ISO 594-2, ISO 7864, ISO 6009, ISO 8537. ISO 7886-1



Benämning	Vårt Art nr	Enhet	Avdfp	Trpfp
Epiduralfilter platt med Luerlock 0,2 micron	100/386/010	st	10	70