

B. BRAUN INJEKTIONSKANYLER OCH SPRUTOR

PÅLITLIG PRESTANDA I EN RAD OLIKA ALTERNATIV

Sterican® Injektionskanyler

Standard injektionskanyler

- Injektionskanyl med tunn vägg för optimalt flöde
- Färgkodad avdelningsförpackning för snabb identifikation av storlek
- Brett sortiment för olika ändamål i enlighet med ISO 7864/DIN 13097

Omnifix® Solo Sprutor

3-komponentsprutor för engångsbruk


- Dubbla tätningsringar för långsam-/ jämn aspiration som hindrar läckage bakåt
- Injektionskanyl med tunn vägg för optimalt flöde
- Högtransparent cylinder - tydlig svart gradering
- Säker kolvstopp hindrar att kolvstången dras ut
- Graverat skaltryck för exakt och säker dosering
- PVC-fri och latex-fri

Konfigurationer

- 1 ml till 100 ml
- Graverat skaltryck
- Standard, findosering, insulin och spruta med kateterkrona
- Luer lock, Luer fattning och Excentrisk Luer, kateterspets

Material

- Cylinder och kolv: Polypropen
- Kolvstopp: Polyisopren
- PVC-fri och latex-fri



Beställningsinformation

Injektionskanyler

Artikelnummer	Beskrivning	Avd.fp.
4650034	18G, 1,20 x 40mm	100
4665120	18G, 1,20 x 40 mm SB	100
4667123	18G, 1,20 x 50 mm SB	100
4665317	19G, 1,10 x 30 mm	100
4657799	19G, 1,10 x 40 mm	100
4665112	19G, 1,10 x 40 mm SB	100
4665511	19G, 1,10 x 50 mm	100
4657500	20G, 0,90 x 25 mm	100
4657519	20G, 0,90 x 40 mm	100
4667093	20G, 0,90 x 50 mm SB	100
4665791	20G, 0,90 x 70 mm	100
4657543	21G, 0,80 x 25 mm	100
4657527	21G, 0,80 x 40 mm	100
4665503	21G, 0,80 x 50 mm	100
4665465	21G, 0,80 x 80 mm	100
4665643	21G, 0,80 x 120 mm	100
4657624	22G, 0,70 x 30 mm	100
4660021	22G, 0,70 x 40 mm	100
4650018	22G, 0,70 x 50 mm	100
4657667	23G, 0,60 x 25 mm	100
4657640	23G, 0,60 x 30 mm	100
4665600	23G, 0,60 x 60 mm	100
4665635	23G, 0,60 x 80 mm	100
4657675	24G, 0,55 x 25 mm	100
4657853	25G, 0,50 x 16 mm	100
9186158	25G, 0,50 x 25 mm	100
9186166	25G, 0,50 x 40 mm	100
4665457	26G, 0,45 x 12 mm	100
4657683	26G, 0,45 x 25 mm	100
4665406	27G, 0,40 x 12 mm	100
4657705	27G, 0,40 x 20 mm	100
9186174	27G, 0,40 x 25 mm	100
9186182	27G, 0,40 x 40 mm	100
9180109	21G, 0,80 x 22 mm Trubbig	100
9180117	21G, 0,40 x 25 mm Trubbig	100
4656300	30G, 0,30 x 12 mm	100
4665473	14G, 2,10 x 80 mm	100

Sprutor

Artikelnummer	Beskrivning	Avd.fp.
4617029V	2 ml LL Centrerad	100
4616022V	2 ml LS Centrerad	100
4617022V	3 ml LL Centrerad	100
4616025V	3 ml LS Centrerad	100
4617053V	5 ml LL Centrerad	100
4616057V	5 ml LS Excentrisk	100
4617100V	10 ml LL Centrerad	100
4616103V	10 ml LS Excentrisk	100
4617207V	20 ml LL Centrerad	100
4616200V	20 ml LS Excentrisk	100
4617304F	30 ml LL Centrerad	100
4616308F	30 ml LS Excentrisk	100
4617509F	50 ml LL Centrerad	100
4616502F	50 ml LS Excentrisk	100
4617510F-06	50 ml LL Centrerad UV-skydd	100
4613503F	50 ml Kateterkona	100
4613554F	50 ml Kateterkona m lueradapter	100
4614003F	100 ml Kateterkona m lueradapter	100

Findoseringssprutor

Artikelnummer	Beskrivning	Avd.fp.
9167006V	1 ml LL Centrerad	100
9161406V	1 ml LS Centrerad	100
9162607V	1 ml Heparin LS	100