

Produktdatablad – Kanylburk Sharpak 60



Produktinformation:

Max kapacitet: 6 liter
 Fyllningsnivå: 4,5 liter
 Höjd: 229 mm
 Längd: 234/220 mm
 Bredd: 205 mm
 Öppning: 80x48 mm

Testad och godkänd enligt UN3291. Godkänd enligt BS7320:1990. Svensk etikett med märkning enligt SOSFS 2005:26.

Artikelnummer	Antal i TRPFP
SU02600E	25 ST