



Urinpåse P-bag

P-bag är en urinuppsamlare innehållande påse och en anatomiskt utformad tratt som kan användas av både kvinnor och män.

P-bag består av en återanvändningsbar vit tratt (enpatient) med en glatt yta som innebär att urinen enkelt glider ner och in i påsen.

Påsen är antingen vit med 100 ml markering som möjliggör urinvolymbestämning eller blå med SAP (superabsorbenter) och rymmer 1500 ml.

P-bag kan också vägas för mer exakt urinvolymbestämning. Vikt på tom påse och tratt är 50 gram. Påsen har en inbyggd backventil som förhindrar läckage och dålig lukt. Det är därför inte nödvändigt att tömma påsen efter varje användning, som med bäcken och urinflaskor.

P-bag byts efter cirka 24 timmar.

Påse och tratt är tillverkad i materialet polyetylen, återvinningsbar plast.

Tratten kan rengöras i 90-100° C vid enpatientsbruk. Latexfri.

Artikelnummer	Färg påse	Trattar antal	Påsar antal	Trsp.förp. = MBE
CA-10 0005-A	vit	30	30	30
CA-10 0006-A	vit	10	100	10/100
CA-10 0009-A	vit	100	0	100
CA-10 0010-A	vit	0	150	150
CA-10 0012-A	vit	1	10	10/100
CA-20 0001-B	blå	20	20	20
CA-20 0002-B	blå	75	75	75
CA-20 0003-B	blå	100	100	100

Leverantör



Clean Analytical System AB

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2017-10