

L-D 1 Ultraljudsgel Ofärgad

Lectro Derm 1 Ultraljudsgel är en vattenlöslig beredning lämplig att använda vid TNS, TENS och ultraljudsbehandlingar/undersökningar. Utvecklad i samråd med ledande tillverkare av ultraljudsapparatur. Innehåller inga ämnen som påverkar utrustningen. Kladdar ej, lätt att torka av. CE-märkt enligt direktiv 93/42/EEG.

Användning: Tryck ut gelen på kroppspartiet du skall undersöka/behandla och bred ut ett tunt lager. Mängd som åtgår beror på hur stor yta som skall undersökas/behandlas.



260ml

Förpackning 12x260ml
Art.nr: 1022620
EAN: 7391133102260



250ml

Förpackning 12x250ml
Art.nr: 1022526
EAN: 7391133102253



5,5kg

Förpackning 3x5,5kg
Art.nr: 1025530
EAN: 7391133000566

Innehåll:

Aqua, Glycerin, Triethanolamine, Carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Tillbehör till 5,5 kg dunk:



Art.nr: Viro002 Stålställning
till dunk



Art.nr: Viro003
Universaldispenser till dunk



Art.nr: Viro011 Pump till
dunk

Tillverkas av: Handelshuset Viroderm AB, Fabriksvägen 5, 171 48 SOLNA

Telefon: 08- 37 37 12 Telefax: 08-87 29 05 e-post: info@viroderm.se

För ytterligare information om företaget och alla våra övriga produkter, besök: www.viroderm.se