

Thinprep-metod vid gynekologisk cellprovtagning



Burken med delvis mörkgrön etikett kallas ”provbehållare för Ngyn”. Detta framgår också av etiketten. Den går alltså utmärkt att använda även för Gyn-tillämpningar och väldigt många använder den till just det, eftersom transportförpackningen är mer ”lagom” i storlek.

OneMed artikelnr: 202260

50 burkar/förpackning

Burken med ljus etikett är den som kallas ”provbehållare för GYN”, vilket framgår av att det står ”ThinPrep Pap Test” på etiketten.

OneMed artikelnr: 202266

250 burkar/förpackning

Dessa är i kartongen förpackade i inplastade enheter om 25 burkar. Dessa mindre enheter är bara lämpade för lokal distribution, t ex inom ett sjukhus.

Övriga artiklar:

TransCyt filter kit 70099-001

OneMed artikelnr: 202262

ThinPrep Slide provglas 70303-001

OneMed artikelnr: 202270