



## Filter till pocketmask

universal engångs

Lev art nr/REF: 820610

Leverantör: Laerdal Medical AS

### Produktbeskrivning

Dubbelsidigt filter för användning med Laerdal Pocket Mask, vilket möjliggör ventilation och användarskydd. Technostat T-150(+) filter har lågt luftmotstånd och hög dammhållningskapacitet. Technostat-filtret har testats till en penetration på 1,8 % vid 0,6  $\mu\text{m}$  NACL obelastat. Det virala filtreringseffektivitetstestet visade att 99,99 % av aerosolpartiklar  $>2,7 \mu\text{m}$  filtrerades och bakteriefiltreringseffektivitetstestet visade att 99,99 % aerosolpartiklar  $>2,7 \mu\text{m}$  filtrerades.

