


Steriliseringspåsar - standard

Steriliseringspåse papper/plast, slät på rulle



Art.nr.	Storlek	Förp.
WI-R39/31	50 mm X 31 m	1 / 10
WI-R40/31	75 mm X 31 m	1 / 10
WI-R41/31	100 mm X 31 m	1 / 10
WI-R42/31	150 mm X 31 m	1 / 10
WI-R43/31	200 mm X 31 m	1 / 6
WI-R44/31	250 mm X 31 m	1 / 6
WI-R45/31	300 mm X 31 m	1 / 6
WI-R39/100	50 mm x 100 m	1 / 8
WI-R40/100	75 mm x 100 m	1 / 8
WI-R41/100	100 mm x 100 m	1 / 4
WI-R42/100	150 mm x 100 m	1 / 2
WI-R43/100	200 mm x 100 m	1 / 2
WI-R44/100	250 mm x 100 m	1 / 2
WI-R45/100	300 mm x 100 m	1 / 1
WI-R47/100	400 mm x 100 m	1 / 1
WI-R49/100	500 mm x 100 m	1 / 1
WI-R39	50 mm x 200 m	1 / 5
WI-R40	75 mm x 200 m	1 / 4
WI-R41	100 mm x 200 m	1 / 3
WI-R125	125 mm x 200 m	1 / 2
WI-R42	150 mm x 200 m	1 / 2
WI-R43	200 mm x 200 m	1 / 1
WI-R44	250 mm x 200 m	1 / 1
WI-R45	300 mm x 200 m	1 / 1
WI-R46	350 mm x 200 m	1 / 1
WI-R47	400 mm x 200 m	1 / 1

Steriliseringspåse fibertyg/plast

Sterilpåse fibertyg/plast avsedd för förpackning av stora och tunga produkter. Laminatpåsen är gjord av en transparent, multi-X9 plastfilm, samt en avvisande 60 g/m² fiberduk. Produkterna lämpar sig för ånga, formaldehyd och EO sterilisering. Förpackade produkter kan lätt identifieras genom plastfilmen. Förseglingsstemperatur vid 150-180°C.



Art.nr.	Storlek	Förp.
WI-SNW2040	205 x 400	500
WI-SNW2744	270 x 440	500
WI-SNW3250	320 x 500	500
WI-SNW4260	420 x 600	300
WI-SNW5065	500 x 650	200
WI-SNW5075	500 x 750	200
WI-SNW5775	570 x 750	200