



# Syrgasmask

## Syrgasmask - latexfri

Formgjuten syrgasmask med slang, säkerhetsventil, näsklämma och fixeringsband. 2,1 m slang, starlumen knickfri. Flöden 5-10 l / min.

Osteril, för engångsbruk. Latexfri.

Material:

Mask: PVC med metallklämma  
 Slang: PVC  
 Reservoarpåse: PVC / 750 ml  
 Ventil: Silikon  
 Fixeringsband: Polychloroprene

Artikelnummer	Beskrivning	Oxygenkoncentr.	Avd. förp.
HU-1041	vuxen, med slang	35-60 %	50
HU-1049	vuxen, utan slang	35-60 %	50
HU-41042	barn, med slang	35-60 %	50
HU-41050	barn, utan slang	35-60 %	50
HU-41088	vuxen, för inst. av exakt oxygenkoncentration	35-60 %	50
HU-41061	vuxen, reservoarmask kan ändras till oxygenmask	35-60 %	50
HU-1115	syrgasslang, 2,1 m		50
HU-1059	vuxen, med påse 750 ml, <b>för hög oxygenkoncentration</b>	> 60 %	50
HU-41058	barn, med påse 750 ml, <b>för hög oxygenkoncentration</b>	> 60 %	50

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

**För mer information / Order**

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm  
 Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, [www.meteko.se](http://www.meteko.se)

2015-01