

Lågelastiskt kompressionsbinda



**Ger kompression och stöd
Icke häftande**

Comprilan är en lågelastisk/kortsträcks kompressionsbinda i 100% bomull. Bindan ger kompression till venösa bensår, lymfödem och venösa sjukdomar. **Comprilan®** ger ett lågt vilotryck och högt arbetstryck, vilket betyder att den har effekt på mobila patienter, är bekväm vid långtidsanvändning och att den kan användas om natten. Hög kompression uppnås när patienten går och rör sig. Tvättbar i 95°C. Torkas liggande flat. Bindan är märkt med namn och tvättråd.

Indikationer:

- Behandling av bensår
- För ödemreduktion
- Venös insufficiens

KONTRAINDIKATIONER

- Arteriell insufficiens.
- Obehandlad hjärtsvikt.
- Phlebit

Art nr	Storlek	Fp/st	Trp/st	Färg
01026-00	6 cm x 5 m (sträckt)	5	200	beige
01027-00	8 cm x 5 m (sträckt)	5	170	beige
01028-00	10 cm x 5 m (sträckt)	5	140	beige
01029-00	12 cm x 5 m (sträckt)	5	120	beige
45381-00	6 cm x 5 m (sträckt)	10	80	beige
45382-00	8 cm x 5 m (sträckt)	10	80	beige
45383-00	10 cm x 5 m (sträckt)	10	80	beige
45384-00	12 cm x 5 m (sträckt)	10	80	beige