


Ställ med remissfack



- Provrörsställ med ett fack på långsidan med plats för remisser
- Rymmer 20 rör (2 x 10) med \varnothing 17,2 mm
- Autoklaverbart
- Stöttåligt

Artikelnummer:	Benämning:	Mått mm (lxbxh)	Inner/ytter fp
93.1097.100	Ställ för 20 st rör, 17,2 mm \varnothing , med remissfack	257x74x55	1/30



SARSTEDT

Sarstedt AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Tel 042 – 19 84 50
Fax 042 – 19 84 59
info.se@sarstedt.com www.sarstedt.com