



# EKG-ELEKTROD CLEARTRACE™

## CLEARTRACE™ RTL

### Standardelektrod med kolknapp

### Latexfri

Standardelektrod till anestesi, IVA, HIA, klinfys, akutmottagningar, ambulans, telemetri.

- ◆ Elektroden är mycket tunn, vilket medger överlappning. Bra vid elektrodsättning på t ex barn. Överlappning ger inte försämrat resultat.
- ◆ Elektroden är perforerad på undersidan och släpper ut, men ej in, svett och fukt.
- ◆ Elektroden fäster mycket bra på svettig hud.
- ◆ Kan sitta på huden upp till fem dagar, vilket innebär en mycket låg förbrukning av elektroder.
- ◆ Elektroden är allergitestad och latexfri. Gelen på elektroden är vattenbaserad copolymer med mycket god vidhäftning och ledningsförmåga. Innehåller endast 5 procent Kaliumklorid (KCl) och inga andra tillsatser.
- ◆ Elektroden är av silver/silverklorid för bästa ledningsförmåga samt för att få en snabbt återkommande ekg-kurva efter defibrillering.
- ◆ Cleartrace LT (long term) har ovanstående egenskaper men har en större basplatta vilket gör att elektroden kan sitta på huden upp till 7 dygn.

Artikel nr.	Benämning	påse	trpt. fp.
601700050	Cleartrace 3-5 dagar	50	1000
602710030	Cleartrace LT upp till 7 dygn	30	600
601700C003	Cleartrace RTL MRI kompatibel med kolknapp	30	600



Trpt fp – transportförpackning = minsta kvantitet vid beställning