



Artikelnummer 90020



Classic

Haklapp, ABENA Classic, 70x37cm, vit, PE/tissue

- ✓ Vätsketät
- ✓ Med vändbar ficka
- ✓ Med nackband
- ✓ Hygienisk



Produktbeskrivning

Engångshaklapp för vuxna. Används för att minimera risken för korskontaminering för vårdpersonal och användare genom att absorbera kroppsvätskor och livsmedel. Haklappen har knytband i nacken och en vändbar ficka. Detta säkerställer att fickan förblir öppen för att fånga upp mat och vätska och förhindra spill. Genom den absorberande ytan och vätsketäta baksidan förblir kläderna under torra och rena.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Haklapp
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Classic
Färg	Vit
Material	PE, tissue
Längd/djup	70 cm
Bredd	37 cm
Märkningar	CE, MD
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Hållbarhetstid	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Knytband i nacken och fickan vänds fram

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	900 st	39 cm	39 cm	30 cm	5713571001974
fp	100 st	0 cm	0 cm	0 cm	5713571001967
st	1 st				



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Produkten stängs med snören.



Produkten är försedd med en ficka.



Produkten är endast avsedd för engångsbruk.

