

# Lectro-Derm 1 Ultraljudsgel



En vattenlöslig beredning lämplig att använda vid TNS, TENS och ultraljudsbehandlingar / undersökningar. Irriterar ej huden. Innehåller inga ämnen som påverkar utrustningen. CE-märkt.

Innehåll:

Aqua Purificata, Glycerin, Triethanolamine, Carbomer, Methylparaben, Propylparaben, Tetrasodium EDTA, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid

<b>Artnr</b>	<b>Produkt</b>	<b>Transportförpackning</b>
1015730	L-D 1 5,7 kg Blå	4x5,7 kg
1012620	L-D 1 260 ml Blå	12x260 ml
1022620	L-D 1 260ml Ofärgad	12x260ml
1025730	L-D 1 5,7 kg Ofärgad	4x5,7 kg
viro002	Stålställning till dunk	st
viro003	Universaldispenser	st
Viro011	Pump till 5,7 kg dunk	st

Marknadsföres av:

Handelshuset Viroderm AB  
Fabriksvägen 5  
171 48 Solna 08-373712

Återförsäljare: