

# Tubigrip

Tubformat elastiskt stöd- och kompressionsförband.



## Egenskaper

- ✓ Tubigrip används som stödförband i stället för elastisk binda.
- ✓ En invävd elastisk tråd löper genom hela bandaget och ger ett jämnt fördelat tryck.
- ✓ Appliceras alltid dubbelt.
- ✓ Måttband finns för val av rätt storlek.
- ✓ Tillverkad av 83 % bomull, 9 % Elastodiene, 8% Polyamid.
- ✓ Handtvätt.

### Förpackning:

- produktfp
- avdfp
- trfp

### Material:

oblekt bomull, nyloninvävdtråd av naturgummilatex, blekt papp (EFC), oblekt papp, 90% returpapp

### Rest efter förbränning:

Koldioxid och vatten.

## Tubigrip

Produkt	Bredd cm, ej sträckt	Användningsområde	Artnr
Tubigrip A	4,2-4,8	Fötter och armar, barn	1435S
Tubigrip B	6,0-6,4	Barn-/små händer	1436S
Tubigrip C	6,6-7,2	Händer, vuxna	1443S
Tubigrip D	7,3-7,9	Armar och underben	1437S
Tubigrip E	8,6-9,2	Ben, knän och smala lår	1434S
Tubigrip F	9,7-10,3	Kraftiga knän och ordinära lår	1438S
Tubigrip G	11,3-12,7	Kraftiga lår	1439S
Tubigrip J	16,5-18,4	Små bälur	1440S
Tubigrip K	21,5-23,5	Bröstkorg	1441S
Tubigrip L	32,5-34,5	Fast fixering av arm	1442S
Tubigrip M	37,0-37,5	Fast fixering av arm	1444S