

Idealcrepe®

Stöd/fixeringsbinda av kräppad bomull

Idealcrepe är en kraftig kräppad binda i 100% bomull. Idealcrepe kan användas för många olika ändamål och har ett högt ekonomiskt värde eftersom bindan kan tvättas och återanvändas flera gånger.



- 1 Idealcrepe har en elasticitet på 120%
- 2 Kan kokas och steriliseras
- 3 Fungerar vid alla typer av fixering och som stödförband

Fördelar:

Bekväm att bära
Kraftig väv
Många användningsområden
Kan återanvändas
Stadiga kanter



Egenskaper

Bindan sitter säkert på plats och glider inte tack vare den kräppade strukturen i materialet. Idealcrepe är porös och luftgenomsläpplig vilket gör bindan skonsam mot huden och bekväm att bära.

Material

100% bomull. Vit.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.
Utsträckt längd: 4 m
Outsträckt längd: ca 1,9 m
Elasticitet: 120%

Indikation

Som stödförband vid amputationer och ledbands-skador. För kompression med ödembehandling och fixering av förband och gipsskenor.
Kontraindikationer: Arteriell ocklusionssjukdom.

Tvättråd

Idealcrepe kan steriliseras i autoklav vid 134°C i 10 minuter eller 121°C i 20 minuter och tvättas i 60°C ett fåtal gånger.



Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Idealcrepe®	4 m x 6 cm	928 916	10 st	16 Afp
Lösa i förpackning	4 m x 8 cm	928 917	10 st	12 Afp
	4 m x 10 cm	928 918	10 st	10 Afp
	4 m x 15 cm	928 920	10 st	6 Afp